

MODALITÀ DI RACCOLTA DELLO SCOTCH TEST

Che cos'è lo Scotch Test

Lo Scotch Test (o test del nastro adesivo) è un esame parassitologico utilizzato per la ricerca delle uova di *Enterobius vermicularis* (ossia). Viene eseguito applicando un nastro adesivo trasparente nella regione perianale, dove le uova vengono deposte prevalentemente durante la notte.

Quando effettuare la raccolta

- La raccolta deve essere eseguita **al mattino appena svegli**, prima di alzarsi dal letto.
- **Non lavare** la zona anale/genitale prima del prelievo.
- **Non evacuare** prima dell'esecuzione del test.

Procedura di raccolta

1. Lavare accuratamente le mani e indossare, se disponibili, guanti monouso.
2. Tagliare un pezzo di nastro adesivo trasparente di circa 5–6 cm.
3. Divaricare delicatamente le natiche.
4. Applicare la parte adesiva del nastro sulla regione perianale, esercitando una **leggera pressione** per alcuni secondi.
5. Rimuovere con attenzione il nastro.
6. Applicare il nastro, con la parte adesiva rivolta verso il basso, su un vetrino portaoggetti o su un supporto rigido pulito, evitando la formazione di bolle d'aria.
7. Inserire il vetrino/supporto nel contenitore o nella bustina.

Conservazione e trasporto

- Consegnare il campione al laboratorio **il prima possibile**, entro le ore 10:30.
- Conservare il campione a **temperatura ambiente**

Avvertenze importanti

- Non utilizzare nastro opaco, colorato o con scritte.
- Non toccare la parte adesiva del nastro con le dita.